




オンライン透析の補充液は常に無菌状態で患者さんの血液へ補充されています。

透析機器内部に2基のフィルターがあり透析液も補充液も必ずここを通るため**常時無菌状態**で透析液が供給されます。プライミングでも返血でもこの透析液が使用されていますので常に無菌で患者さんの血液に補充されています。月に一度定期的に生菌の検査も行っており、透析液の清浄度を管理しています。



ここに2基の
フィルターが
あり、菌を完
全にシャット
アウト！

当院には専用の生菌の
検査機があり、夜の時
間帯に定期的に検査を
行っております。